



# SUPRA NET®

OPATRUNEK NIEPRZYLEPNY

## GŁÓWNE KORZYŚCI

Nadaje się do stosowania na biologicznych lub biosyntetycznych opatrunkach pierwotnych.

Dobrze przylega do rany ale do niej nie przywiera co umożliwia bezbolesne zmiany opatrunków bez traumatyzacji powierzchni rany

Kompatybilny z miejscowym leczeniem ran.

Umożliwia odprowadzanie nadmiaru wysięku przez opatrunek, jednocześnie zapewniając wilgotne środowisko rany.

Proste stosowanie z dobrym trzymaniem bez konieczności stosowania zszywek.



Wskazane przy użyciu systemu do terapii podciśnieniowej (VAC).

Miękki i elastyczny.

## INFORMACJE O PRODUKCIE

- SUPRA NET® został specjalnie zaprojektowany jako produkt wszechstronny, wygodny i atraumatyczny z nieprzylegającą warstwą kontaktową.

- Materiał zapewnia optymalne środowisko ułatwiające szybkie gojenie się ran ze względu na nieprzylegającą powierzchnię, zapewniając maksymalny komfort pacjenta w przypadku szerokiej gamy ran i rodzajów skóry. Ten hipoalergiczny materiał na bazie silikonu natychmiast dostosowuje się do powierzchni rany i delikatnie przylega do otaczającej nienaruszonej skóry.



- SUPRA NET® doskonale zadba o wysięk z rany i jest łatwy w stosowaniu. Opatrunek nie przywiera do łożyska rany, co minimalizuje ból podczas zmiany opatrunku, a jednocześnie wspomaga ogólny proces gojenia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIŃ: Medew Ewa Zaremba,  
Tel:606 830 951, E-mail: e.zaremba@medew.pl, www.medew.pl

KOD #	ILOŚĆ	ROZMIAR
811313	10	13 x 13 cm
811325	10	13 x 25 cm
812830	10	28 x 30 cm



PolyMedics Innovations GmbH  
Am Hegelesberg 1  
73230 Kirchheim unter Teck  
Niemcy

Tel. +49 (0)711 719 500-0  
Fax +49 (0)711 719 500-10  
info@polymedics.com  
[www.polymedics.com](http://www.polymedics.com)



6 60 1 3 01 Rev 0